


ENTREGA DE OXÍGENO

Ventlab

MÁSCARAS DE OXIGENO

LIBRE DE LÁTEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE | CE MARK

Los máscaras de oxígeno de concentración media entregan 6-10 litros por minuto con una concentración de oxígeno hasta 50%. Las máscaras incluyen tubería de oxígeno de tres canales, 7 pulgadas de longitud. Tuberías en color verde semi-transparente claro disponible en seis largos diferentes.



CONCENTRACIÓN MEDIA

- Tasa de flujo de 6-10 litros por minuto
- Entrega una concentración de oxígeno de 40%-50% basado en la tasa de respiración y volumen pulmonar
- Máscara suave y flexible que se acomoda al paciente
- Incluye correa elástica para fijación óptima
- Mascara de PVC transparente permite fácil visualización del paciente
- La entrada de oxígeno en la máscara está diseñada para dirigir el flujo hacia los agujeros de la nariz, no a los ojos

CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PK
2100	Concentración media	Adulto	50
2100F	Concentración media + conector universal	Adulto	50
2200	Concentración media	Pediátrica	50
2200F	Concentración media + conector universal	Pediátrica	50
2300	Concentración media	Infante	50
2300F	Concentración media + conector universal	Infante	50

TUBERÍA PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO

- Disponible en color verde semi-transparente o claro
- Disponible en 6 largos diferentes
- Tubería de oxígeno con tres canales previene colapso por bloqueo

CAT#	TAMAÑO	LONGITUD DE TUBERÍA	PK
3004	Tubería clara	4'	50
3007	Tubería clara	7'	50
3007G	Tubería verde	7'	50
3007F	Tubería clara con conector universal	7'	50
3015	Tubería clara	15'	50
3015G	Tubería verde	15'	50
3025	Tubería clara	25'	50
3025G	Tubería verde	25'	50
3040	Tubería clara	40'	50
3040G	Tubería verde	40'	50
3050	Tubería clara	50'	50
3050G	Tubería verde	50'	50



Ventlab MÁSCARAS DE OXIGENO

Las máscaras de no-re inhalación entregan una alta concentración de oxígeno. Opción con entrega parcial también disponible. La máscara incorpora un conector tipo pivote giratorio para una óptima comodidad del paciente y un flujo continuo de oxígeno.



MÁSCARAS DE OXÍGENO, ALTA CONCENTRACIÓN

- Entrega una alta concentración de oxígeno
- La bolsa reservorio asegura que el suministro de oxígeno cumpla con diferentes patrones de respiración y volumen pulmonar
- Mascara suave y flexible que se acomoda al paciente
- Incluye correa elástica para fijación óptima
- Mascara de PVC transparente permite fácil visualización del paciente
- Diseño del conector tipo pivote giratorio asegura un flujo continuo de oxígeno de la bolsa reservorio al paciente
- Todos los tamaños incluyen tubería de oxígeno con tres canales, 7 pulgadas
- Clip de la nariz ayuda a mantener la máscara en su lugar
- Disponibles en versión re inhalación parcial y no-reinhalación
- Diseñado con dos válvulas en el no-re inhalación y una válvula en el re-inhalación parcial

RE-INHALACIÓN PARCIAL – UNA VÁLVULA

CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PK
2101	Re-Inhalación Parcial	Adulto	50
2101F	Re-Inhalación Parcial + Conector Universal	Adulto	50
2201	Re-Inhalación Parcial	Pediátrica	50
2201F	Re-Inhalación Parcial + conector universal	Pediátrica	50
2301	Re-Inhalación Parcial	Infante	50
2301F	Re-Inhalación Parcial + conector universal	Infante	50

NO RE-INHALACIÓN - DOS VÁLVULAS

CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PK
2102	No Re-Inhalación	Adulto	50
2102F	No Re-Inhalación + Conector Universal	Adulto	50
2202	No Re-Inhalación	Pediátrica	50
2202F	No Re-Inhalación + Conector Universal	Pediátrica	50
2302	No Re-Inhalación	Infante	50
2302F	No Re-Inhalación + Conector Universal	Infante	50

