

Ethox

COMBIGUARD II® + COMBIPORT®

LIBRE DE LÁTEX | ESTERIL | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE

El Combiguard II® y Combiport® de Ethox Medical son dispositivos por la irrigación de heridas, muy fáciles de usar y efectivos. El Combiguard II cubierto anti splash cubre la herida y previene el salpicado. El Combiport se conecta a una bolsa de solución salina estándar para entregar un alto volumen de fluido rápidamente. Disponible estéril y no estéril. Un solo uso, libre de látex y empaçado individualmente.



El Combiguard II se conecta a una jeringa (o Combiport) para ayudar en la limpieza de la herida



El fluido pasa a través del puerto angulado limpiando la herida, envacuándose por los puertos de salida



Trabajando juntos, una bolsa de solución salina usando un Combiport conectado a un Combiguard II limpia efectivamente la herida sin causar splash (salpicados) al personal médico

IRRIGADOR COMBIGARD II® ANTI SALPICADOS

- Cubierta en forma de cascara de huevo que cubre el área de la herida y previene salpicado protegiendo al personal médico
- Dos puertos de salida permiten que los fluidos contaminados escapen seguramente
- La entrada de fluido permite un flujo equivalente al de una aguja de 18g
- El fluido pasa a través del puerto angulado, limpiando la herida y evacuándose por los puertos de salida
- Bordes redondeados proveen una superficie suave al contacto con la piel
- Se ajusta a una jeringa de 30-40cc tipo luer
- Puede usarse con el Combiport® de Irrigación de Heridas

**COMBIPORT® - DISPOSITIVO IRRIGADOR DE HERIDAS**

- Diseñado para administrar un alto volumen de fluido en un corto de tiempo; la irrigación ayuda a remover cuerpos extraños, reduce el numero de patógenos y humedece el tejido de la herida
- La espiga patentada se conecta a una bolsa estándar de solución salina de 500ml o 1000ml
- Para uso exclusivamente con el Irrigador de heridas Combiguard II®, no se vende separado
- Con tapa removible facil para parar y/o continuar con el procedimiento de limpieza
- Fácil de ensamblar y usar
- De un solo uso, libre de látex, estéril
- Facil de ensamblar y usar



CAT#	SIZE	PK
10222	Irrigador Combigard II® Anti Salpicados Esteril	50
10222NS	Irrigador Combigard II® Anti Salpicados No Esteril	500
10100	Combiguard II® + Combiport Esteril	50